

# MECTRON PROPHYLAXIE OFFREZ À VOS PATIENTS UNE GAMME DE POUDRES SUR-MESURE

mectron



# → LA SOLUTION OPTIMALE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS PATIENTS

Élimination du biofilm supra-gingival



- INTENSE
- SMOOTH
- SOFT
- SENSITIVE

Élimination des colorations extrinsèques



- INTENSE
- SMOOTH
- SOFT
- SENSITIVE

Élimination du biofilm sous-gingival




- SENSITIVE

Détoxification des poches parodontales




- SENSITIVE

Maintenance implantaire



- SENSITIVE

Traitement des péri-implantites



- SENSITIVE

### Traitement du patient orthodontique



-  SMOOTH
-  SOFT
-  SENSITIVE



### Préparation au blanchiment



-  SMOOTH
-  SOFT
-  SENSITIVE

### Nettoyage des restaurations et prothèses



-  SMOOTH
-  SENSITIVE

### Nettoyage des cavités avant mordançage



-  INTENSE
-  SMOOTH
-  SOFT

### Nettoyage des sillons avant scellement



-  INTENSE
-  SMOOTH
-  SOFT
-  SENSITIVE

### Maintenance des restaurations



-  SMOOTH
-  SOFT
-  SENSITIVE




# → UNE GAMME COMPLÈTE QUI S'ADAPTE À CHAQUE TYPE DE PATIENT

## → PROPHYLAXIS POWDER INTENSE

spécialement conçue pour l'élimination du biofilm bactérien supra-gingival et des taches particulièrement tenaces sur la surface de l'émail

### INDICATIONS:

- Élimination des taches tenaces causées par le tabac, la nourriture et les agents colorés
- Nettoyage des fissures et sillons
- Élimination des dépôts partiellement minéralisés



particules de bicarbonate de sodium agrandies à 1 mm

### PROPHYLAXIS POWDER INTENSE

- À base de bicarbonate de sodium
- Granulométrie inférieure à 120  $\mu$ m
- Parfum citron
- Emballage: 2 flacons de 250 g chacun
- Réf. 03140002



## PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

grâce à sa géométrie sphérique a été spécialement conçue pour l'élimination délicate du biofilm supragingival tout en protégeant les tissus fragiles

### INDICATIONS:

- Restitution de l'éclat naturel et nacré de l'émail des dents
- Nettoyage facile même dans les zones difficiles d'accès
- Réduction de l'acidité du pH
- Réduction de l'effet aérosol et diminution du risque de blocage des dispositifs
- Ne contient ni sodium ni silicium
- L'absence de sodium permet de traiter les patients suivant un régime sans sel



### PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH

- À base de carbonate de calcium
- Granulométrie comprise entre 45  $\mu\text{m}$  et 75  $\mu\text{m}$
- Parfum neutre
- Emballage : 4 flacons de 250 g chacun
- Réf. 03140010

particules de carbonate de calcium à la géométrie sphérique agrandies à 1 mm

# → UNE GAMME COMPLÈTE QUI S'ADAPTE À CHAQUE TYPE DE PATIENT

## → PROPHYLAXIS POWDER SOFT\*


spécialement conçue pour l'élimination en douceur du biofilm bactérien supra-gingival et des taches sur la surface de l'émail

### INDICATIONS:

- Élimination des taches tenaces causées par le tabac, la nourriture et les agents colorés
- Nettoyage des fissures et sillons
- Nettoyage des bagues orthodontiques



\* disponible à partir de l'automne 2018



particules de bicarbonate de sodium agrandies à 1 mm

### PROPHYLAXIS POWDER SOFT\*

- À base de bicarbonate de sodium
- Granulométrie moyenne 40  $\mu$ m
- Parfum menthe
- Emballage: 4 flacons de 250 g chacun
- Réf. 03140008

## →→→ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE – GLYCINE POWDER\*


spécialement conçue pour l'élimination du biofilm supra et sous-gingival tout en douceur

### INDICATIONS:

- Élimination des dyschromies extrinsèques légères
- Détoxification des poches parodontales
- Maintenance parodontale
- Maintenance implantaire et traitement des péri-implantites
- Nettoyage des bagues orthodontiques
- Nettoyage des matériaux de restauration et des surfaces radiculaires exposées tout en douceur
- Diminution de la charge bactérienne dans la cavité buccale
- S'adapte à chaque type de patient



\* Disponible uniquement en Europe



### PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE – GLYCINE POWDER\*

- À base de glycine
- Granulométrie moyenne 25 µm
- Parfum doux
- Emballage: 2 flacons de 160 g chacun
- Réf. 03140007

particules de glycine à la géométrie très fine et peu invasive agrandies à 1 mm



# OPTÉZ POUR L'EXCELLENCE DANS LA PROPHYLAXIE



## STARJET

Le bon choix pour un polissage complet un seul appareil qui permet de gérer toutes les poudres Mectron de granulométries différentes pour une prophylaxie complète supra et sous-gingivale

## COMBI touch

Adoptez le tout en un 2 systèmes d'exploitation en un seul appareil : détartreur à ultrasons ultra délicat et aéropolisseur



Pour en savoir plus sur le monde de la prophylaxie mectron visitez le site  
[www.we-love-prophylaxis.com](http://www.we-love-prophylaxis.com)

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Mectron prophylaxis powder intense et mectron prophylaxis powder soft sont dispositifs médicaux de classe I. Mectron prophylaxis powder smooth et mectron prophylaxis powder sensitive - glycine powder sont dispositifs médicaux de classe IIa, selon la directive européenne applicable en vigueur. Ils portent le marquage CE.



Dispositif médical de classe IIa.  
 Organisme notifié : KIWA CERMET ITALIA S.P.A.  
 Fabricant: Mectron S.p.A - Via Loreto 15/A,  
 16042 Carasco (Italie)

**mectron**  
 medical technology

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

[mectronfrance@mectron.fr](mailto:mectronfrance@mectron.fr)

[www.mectron.fr](http://www.mectron.fr)

N°Vert 0800 91 57 26  
 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE